


Technické údaje

PM9094/101 Mini souprava testovacích háčků pro PM8918 sérii




Přehled výrobků: PM9094/101 Mini souprava testovacích háčků pro PM8918 sérii

Set consists of: 4 Mini Testhooks, 2 red, 2 gray. Max. voltage: 30 V rms.

Note: When using the mini Test-hooks any potential must not exceed 42 Vpk/30 Vrms

Modely



Fluke PM9094/101

Mini Testhook Set for PM8918 series probes

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail: cee.cs@fluke.com
www.fluke.cz

©2021 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího
upozornění.
12/2021

**Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez
písemného schválení společností Fluke Corporation.**