

Tekniske data

Fluke BP500 Lithium-ion Battery 3000 mAh



Produktoversigt: Fluke BP500 Lithium-ion Battery 3000 mAh

Reserve eller udskiftnings li-ion batteri med høj kapacitet på 7,4 V og 3000 mAh til batterianalysatorer i Fluke 500 serien

Modeller



Fluke BP500

Lithium-ion Battery 3000 mAh

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**