

Tekniske data

Fluke BTL21 Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor



Produktoversigt: Fluke BTL21 Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor

Intelligent testprobesæt med integreret infrarød temperatursensor, der er designet til Fluke BT521 batterianalysator. BTL21 har indbygget LCD display, LED indikator med tre lamper til visning af bestået/ikke bestået, audio feedback til batteri ID og integreret gem-knap. Leveres med både lange og korte probeforlængere til anvendelse i batterikabinetter, der er svære at nå

Modeller



Fluke BTL21

Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**