

Tekniske data

C23 blød bæretaske



Nøglefunktioner

- Lynlåslukket bæretaske i holdbart vinyl
- Med bæltestrok og indvendig lomme til opbevaring af prøveledninger eller mindre tilbehør
- Tilbehørstaske til:
 - Fluke 61 IR termometer
 - Fluke 320 serie-tangmetre
- Et års garanti

Produktoversigt: C23 blød bæretaske

- Lynlåslukket bæretaske i holdbart vinyl
- Med bæltestrok og indvendig lomme til opbevaring af prøveledninger eller mindre tilbehør
- Tilbehørstaske til:
 - Fluke 61 IR termometer
 - Fluke 320 serie-tangmetre
- Et års garanti

Modeller



Fluke C23

Fluke C23 Soft Carrying Case

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**