

Tekniske data

C25 Stor blød taske til DMM'er



Nøglefunktioner

- Bæretaske med lynlås, polstring og inderlomme.
- Et års garanti

Produktoversigt: C25 Stor blød taske til DMM'er

Få rette taske til dine Fluke-værktøjer. C25 camouflaged-bæretaske med lynlås samt polstring og inderlomme er beklædt med slidstærkt polyesterbetræk af høj kvalitet. Der medfølger en praktisk håndledsstrop, som kan bruges til de fleste populære Fluke digitale multimetere. Leveres med 1 års garanti

Specifikationer: C25 Stor blød taske til DMM'er

Mål (HxBxD)
218 mm x 128 mm x 64mm
8,6 in x 5 in x 2,52 in

Modeller



Fluke C25

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**