

Tekniske data

## CXT280 ekstremtaske



### Nøglefunktioner

- Opdriftsevne medfører, at tasken kan flyde i saltvand med op til 3,6 kg samlet vægt
- Har også en automatisk udluftningsventil til hurtig trykudligning efter ændringer i atmosfærisk tryk
- Med en eksklusiv 6,4 mm (0,25") neopren O-ring og ABS-låse til optimal forsegling
- Til anvendelse med følgende testværktøjer:
  - Multimetre: 287, 289
  - Jordmodstandstestere: 1621

### Produktoversigt: CXT280 ekstremtaske

Vandtæt, lufttæt, støvafvisende, modstandsdygtig over for kemikalier samt tæring, umulig at ødelægge.

## Modeller



### **Fluke-CXT280**

Fluke CXT280 Extreme Case

For use with the following test tools:

- Multimeters: 287, 289
- Earth Ground Testers: 1621

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Danmark A/S**  
c/o Radiometer Medical ApS  
Åkandevej 21  
2700 Brønshøj  
Danmark  
Tlf.: 70 23 58 53  
E-mail: [cs.dk@fluke.com](mailto:cs.dk@fluke.com)  
[www.fluke.dk](http://www.fluke.dk)

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder  
forbeholdes.  
Oplysningerne kan ændres uden forudgående  
varsel.  
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden  
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**