

Tekniske data

## Fluke 700MTH Premium Transmitter Test Hose Kit



### Produktoversigt: Fluke 700MTH Premium Transmitter Test Hose Kit

Let anvendeligt førsteklasses testslangesæt til tryktransmitter, til brug med 1/4" metrisk/BSP hun tilslutning

## Modeller



### Fluke 700MTH

---

Includes:

- One (1) 5,000 psi rated, premium test hose
  - Premium, no tools required male ¼" metric/BSP connector
-

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Danmark A/S**  
c/o Radiometer Medical ApS  
Åkandevej 21  
2700 Brønshøj  
Danmark  
Tlf.: 70 23 58 53  
E-mail: [cs.dk@fluke.com](mailto:cs.dk@fluke.com)  
[www.fluke.dk](http://www.fluke.dk)

©2022 Fluke Corporation. Alle rettigheder  
forbeholdes.  
Oplysningerne kan ændres uden forudgående  
varsel.  
01/2022

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden  
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**