

Tekniske data

Fluke 700TTH10K Premium Transmitter Test Hose Kit



Produktoversigt: Fluke 700TTH10K Premium Transmitter Test Hose Kit

Let anvendeligt førsteklasses testslangesæt til tryktransmitter til brug med en kalibrator eller testpumpe

Modeller



Fluke 700TTH10K

Includes:

- One (1) premium hose kit and adapters
 - Premium/no tools required 1/4" NPT transmitter connection fitting
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**