

Tekniske data

TLK282 SureGrip™ Deluxe automobilivt testledningssæt



Nøglefunktioner

Sættet indeholder:

- TP81 isoleret gennemboringsnæb
- TP40 automotive probespids (fem)
- TL224 Suregrip™ silikonetestledningssæt
- TP220 Suregrip™ testprobesæt
- AC220 Suregrip™ krokodillenæbssæt
- AC285 Suregrip™ stort krokodillenæbssæt
- AC280 Suregrip™ krog-næbssæt
- Blød taske

Produktoversigt: TLK282 SureGrip™ Deluxe automobilivt testledningssæt

Sættet indeholder:

- TP81 isoleret gennemboringsnæb
- TP40 automotive probespids (fem)
- TL224 Suregrip™ silikonetestledningssæt
- TP220 Suregrip™ testprobesæt

- AC220 Suregrip™ krokodillenæbssæt
- AC285 Suregrip™ stort krokodillenæbssæt
- AC280 Suregrip™ krognæbssæt
- Blød taske

Modeller



Fluke TLK282

SureGrip™ Deluxe Automotive Test Lead Kit

Kit contains:

- TP81 Insulation Piercing Clip Set
- TP40 Automotive Back Probe Pins (five)
- TL224 Suregrip™ Silicone Test Lead Set
- TP220 Suregrip™ Test Probe Set
- AC220 Suregrip™ Alligator Clip Set
- AC285 Suregrip™ Large Jaw Alligator Clip Set
- AC280 Suregrip™ Hook Clip Set
- Soft Case

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**