

Tekniske data

80PK-25 Gennemboringsprobe



Nøglefunktioner

- Type-K termoføler velegnet til fødevareindustri, væsker og geleer
- Måleområde: -40 till 260°C
- Et års garanti

Produktoversigt: 80PK-25 Gennemboringsprobe

- Type-K termoføler velegnet til fødevareindustri, væsker og geleer
- Måleområde: -40 till 260°C
- Et års garanti

Modeller



Fluke 80PK 25

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
11/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**