

Tekniske data

AC283 SureGrip™ tangnæbssæt



Nøglefunktioner

- Et par (rød, sort) små, isolerede, forniklede tænger, der åbner op til 5 mm.
- 11.4 cm fleksibelt isoleret skaft
- Anbefales til brug sammen med TL222 og TL224 testledninger
- Sikkerhed: IEC 61010-031 CAT II 1000 V, 1 A
- Et års garanti

Produktoversigt: AC283 SureGrip™ tangnæbssæt

SureGrip™ tilbehøret er beregnet til at forbedre stabiliteten i glatte hænder. Overflader overtrukket med gummi og fingervenlige kurver giver brugeren et bekvemt, sikkert greb om tilbehøret, så han kan koncentrere sig om at foretage en præcis måling.

Modeller



Fluke AC283

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
11/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**