

TL75 Hard Point testledningsæt



Nøglefunktioner

- Et par (rød, sort) prober med komfortgreb og PVC-isolerede testledninger med retvinklede bananstik
- Beregnet til generelle formål
- KAT IV 600 V, KAT III 1000 V, 10 A, CSA listet.
- Et års garanti

Produktoversigt: TL75 Hard Point testledningsæt

- Et par (rød, sort) prober med komfortgreb og PVC-isolerede testledninger med retvinklede bananstik
- Beregnet til generelle formål
- KAT IV 600 V, KAT III 1000 V, 10 A, CSA listet.
- Et års garanti

Modeller



Fluke TL75 Hard Point™ Test Lead Set

- One pair (red, black) of comfort grip probes
- 48 inches (1.22 meter) PVC insulated test leads with right-angle shrouded banana plugs

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**