

TL960 Testledningssæt med mikrokrog



Nøglefunktioner

- 1 par (rød, sort) testledninger med multi-stablings 4 mm banastik og mikrokroge
- Mikrokrogene kan sættes på komponentledere på op til 1 mm i diameter
- 90 cm lange PVC-isolerede ledninger
- 30 V rms-værdi eller 60 V DC, 3 A
- Et års garanti

Produktoversigt: TL960 Testledningssæt med mikrokrog

- 1 par (rød, sort) testledninger med multi-stablings 4 mm banastik og mikrokroge
- Mikrokrogene kan sættes på komponentledere på op til 1 mm i diameter
- 90 cm lange PVC-isolerede ledninger
- 30 V rms-værdi eller 60 V DC, 3 A
- Et års garanti

Modeller



Fluke TL960

Micro-Hook Test Leads

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**