

Tekniske data

TL910 Elektronisk testledningsæt (med erstatningstipper)




Nøglefunktioner

- Very small 1 mm tips to access hard to reach test points
- Probe tip length up to 100 mm, test lead length: 1 m
- 3 sets of spring loaded gold tips and 2 sets of stainless steel tips included
- CAT II 1000 V, 3 A rating
- One year warranty

Produktoversigt: TL910 Elektronisk testledningsæt (med erstatningstipper)

- Meget små 1 mm spidser, som kan komme ind i testpunkter, der er svære at nå
- Probespidslængde op til 100 mm, testledningens længde: 1 m
- Inklusive : 3 sæt guldspidser med fjeder og 2 sæt rustfri stålspidser
- KAT II, 1000 V, 3 A
- Et års garanti

Modeller



Fluke TL910

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2021 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
12/2021

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**