

Technische daten

Fluke TPAK ToolPak™ Magnetische Aufhängevorrichtung



Wichtigste Merkmale

- Löst fast alle möglichen Lage- und Aufhängeprobleme.
- Der Universalhalter ermöglicht eine Aufhängung des Messgerätes an Nägeln, Haken und vielen anderen Vorrichtungen.
- Kompatibel mit vielen Fluke Instrumenten
- 1 Jahr Gewährleistung

Produktübersicht: Fluke TPAK ToolPak™ Magnetische Aufhängevorrichtung

Die magnetische Aufhängevorrichtung Fluke TPAK ToolPak™ ermöglicht eine Aufhängung des Messgerätes an Nägeln, Haken und vielen anderen Vorrichtungen, damit Sie beim Messen die Hände frei haben. Das Kit enthält einen starken Magnethalter, einen 23 cm langen Klettverschluss, einen Hakenhalter und einen Mehrzweckhalter. Löst alle möglichen Lage- und Aufhängeprobleme. Kann an vielen Fluke Messgeräten befestigt werden.

Modelle



Fluke TPAK

Kit includes:

- 9 inch hook and loop strap
- Tapered hook and loop strap
- Universal hanger clip
- Hook hanger for non magnetic surfaces
- Strong magnet

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Austria GmbH
Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2021 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
12/2021

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:
Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com