

Technische daten

Fluke BTL21 Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor



Produktübersicht: Fluke BTL21 Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor

Tastkopfsatz mit integriertem IR-Temperatursensor, speziell für den Batterietester Fluke BT521 entwickelt. BTL21 verfügt über eine integrierte LCD-Anzeige, eine dreifarbige LED für die Gut/Schlecht-Ergebnisanzeige, eine Audio-Ausgabe für die Batteriekennung und eine integrierte Speichertaste. Im Lieferumfang befinden sich sowohl eine lange als auch eine kurze Messspitzenverlängerung, mit denen Sie auch Messungen an schwer erreichbaren Batterieumgebungen durchführen können.

Modelle



Fluke BTL21

Interactive Battery Analyzer Test Probe with Temperature Sensor

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com