

Technische daten

# C101 Hartschalenkoffer



## Wichtigste Merkmale

- Die Außenschale aus stabilem Polypropylen misst 30,5 x 36 x 10,5 cm
- Die Innenschale misst 23 x 29 x 6,5 cm
- 1 Jahr Gewährleistung

## Produktübersicht: C101 Hartschalenkoffer

Hartschalenkoffer für alle industriellen Messgeräte von Fluke. Der gepolsterte Innenraum dient zur Aufbewahrung und zum Schutz mitgeführter Messgeräte.

## Technische Daten: C101 Hartschalenkoffer

Dimensions:

- exterior shell measures 30.5 x 36 x 10.5 cm (12 x 14.2 x 4.1 in)
- Interior cavity measures 23 x 29 x 6.5 cm (9 x 11.5 x 2.5 in)

## Modelle



### **Fluke C101**

Fluke C101 Hard Case

---

**Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.**

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14  
79286 Glottertal  
Telefon: 0 69 2 2222 0203  
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com  
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com  
www.fluke.de

©2021 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
12/2021

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**