

Technische daten

H5 Holster für die T-Serie (Fluke T3/T5)



Wichtigste Merkmale

- Robustes Nylon-Holster mit Lasche zum Verstauen der Messleitungen und mit integrierter Gürtelschleife
- Passend für Fluke T3 und T5 Tester
- 1 Jahr Gewährleistung

Modelle



Fluke H5

Fluke H5 Electrical Tester Holster

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2021 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
12/2021

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com