

Hydraulik-Druckpumpen-Kit Fluke 700HTPK



Wichtigste Merkmale

- Bedienungsfreundliche, robuste und zuverlässige Konstruktion, kann hydraulischen Druck bis zu 10.000 psi/690 bar erzeugen
- In Kombination mit einem der Präzisionsmanometer Fluke 700G ist dies eine vollständige Prüf- und Kalibrierlösung
- Zusätzlich mit der Fluke 700G/TRACK-Software kombinierbar, um über 8000 im Außendienst protokollierte Druckmessungen auf einen PC hochzuladen

Produktübersicht: Hydraulik-Druckpumpen-Kit Fluke 700HTPK

Erzeugt Druck bis zu 10.000 psi (690 bar). Im Lieferumfang sind die Hydraulik-Handpumpe 700HTP-2, Druckschläuche und Adapter sowie ein Hartschalenkoffer zum Schutz enthalten.

Modelle



Fluke-700HTPK

Fluke 700HTPK Hydraulic Test Pressure Kit
Hydraulic Test Pressure Kit with Hydraulic Hand Pump

Hydraulikprüfsatz mit Präzisionsmanometer, hydraulischer Handpumpe, 1 Schlauchsatz und Adaptern, inklusive Hartschalengehäuse

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com