

Technische daten

Hochwertiges Druckschlauch-Kit zur Transmitterprüfung Fluke 700MTH



Produktübersicht: Hochwertiges Druckschlauch-Kit zur Transmitterprüfung Fluke 700MTH

Benutzerfreundliches, hochwertiges Druckschlauch-Kit zur Prüfung von Drucktransmittern mit 1/4"-BSP Innengewinde

- Spezifiziert für 5.000 psi (345 bar)
- Mit 1/8"-NPT-Anschluss zur Verbindung mit einem Kalibrator oder einer Druckpumpe
- Anschluss mit Außengewinde zur Verbindung mit 1/4"-BSP Innengewinde, ohne Werkzeug zu befestigen

Modelle



Fluke 700MTH

Includes:

- One (1) 5,000 psi rated, premium test hose
- Premium, no tools required male 1/4" metric/BSP connector

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com