

## Pneumatik-Druckpumpen-Kit Fluke 700PTPK2



### Produktübersicht: Pneumatik-Druckpumpen-Kit Fluke 700PTPK2

Robustes, hochwertiges Pneumatik-Druckpumpen-Kit für schnelle und genaue Druckerzeugung bis zu 600 psi (40 bar). Im Lieferumfang sind die Pneumatik-Handpumpe 700PTP-1, hochwertige Druckschläuche und Adapter sowie ein Hartschalenkoffer zum Schutz enthalten.

- Die Kombination mit einem Manometer der Serie Fluke 700G für 1.000 psi (69 bar) oder geringere Drücke ergibt ein vollständiges Kit zur Prüfung von Druckinstrumenten
- Druckerzeugung bis zu 600 psi (40 bar) mit der Druckpumpe 700PTP-1
- Direkter Anschluss des Manometers der Serie 700G an die Handpumpe PTP-1 mit einem hochwertigen Adapter, ohne Werkzeug zu befestigen
- Im Lieferumfang sind ein hochwertiges, ohne Werkzeuge montierbares, Druckschlauch-Kit 700TTH5K zur Transmitterprüfung und Adapter zum Anschließen des zu prüfenden Druckmessgeräts enthalten
- Hartschalenkoffer schützt Pumpe und Manometer, im Koffer kann die Verbindung beider Geräte erhalten bleiben

## Modelle



### Fluke 700PTPK2

Includes:

- 700PTPK-1 pump
- Premium, no tools required gauge connector
- One (1) premium transmitter test hose kit and adapters
- Hard case

**Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.**

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14  
79286 Glottertal  
Telefon: 0 69 2 2222 0203  
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com  
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com  
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
Anderungen vorbehalten  
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,  
Messgeräte und Anwendungsfragen  
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45  
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com