

Technische daten

Fluke 700TTH10K Premium Transmitter Test Hose Kit



Produktübersicht: Fluke 700TTH10K Premium Transmitter Test Hose Kit

Benutzerfreundliches, hochwertiges Druckschlauch-Kit zur Prüfung von Drucktransmittern, zur Verwendung mit einem Kalibrator oder einer Druckpumpe.

- Spezifiziert bis 10.000 psi (700 bar)
- Mit 1/8"-NPT-Anschluss zur Verbindung mit einem Kalibrator oder einer Druckpumpe
- 1/4"-NPT-Anschluss mit Außengewinde zur Verbindung mit einem Transmitter, ohne Werkzeug zu befestigen

Modelle



Fluke 700TTH10K

Includes:

- One (1) premium hose kit and adapters
 - Premium/no tools required 1/4" NPT transmitter connection fitting
-

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com