

Technische daten

Fluke RS200 Probe-Accessories Replacement Set



Wichtigste Merkmale

Kompatibel mit den Tastköpfen der Serien PM8918, VPS100, VPS101, VPS121 und VPS200

Produktübersicht: Fluke RS200 Probe-Accessories Replacement Set

Enthält Ersatzteile zur Verwendung mit den Oszilloskop-Tastköpfen der Serien VPS200 und PM8918.

Modelle



Fluke RS200

ul>

- Set includes 600V CAT III / 1000V CAT II rated:
 - Hook Clip for Probe Tip (2 Red, 1 Gray)
 - 4-mm Test Probe for Probe (1 Red, 1 Gray)
 - Ground Lead with Hook Clip (1 Red, 1 Gray)
 - Ground Lead with Mini Alligator (2 Black).
 - Ground Spring for Probe Tip (5x) 30V CAT II Rated
- Max. Input Voltage: 600V CAT III, 1000V CAT II per IEC 1010-2-031
- Max. Voltage to Ground: 600V CAT III, 1000V CAT II per IEC 1010-2-031

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2022 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
01/2022

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com