

Technische daten

Stativ-Befestigungszubehör 2 von Fluke

Produktübersicht: Stativ-Befestigungszubehör 2 von Fluke

Dieses speziell entwickelte, leichte, einteilige Montagezubehör kann schnell und einfach an die Thermografiekameras Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 oder TiR110 angebracht werden und ermöglicht Ihnen die Befestigung eines Standard- oder Einbeinstativs für Anwendungen oder Situationen, in denen eine stabilere oder halb feste Plattform erforderlich ist.

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal
Telefon: 0 69 2 2222 0203
E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com
E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com
www.fluke.de

©2021 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
12/2021

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**