

Datos técnicos

Batería de ion de litio de 3000 mAh Fluke BP500



Descripción general del producto: Batería de ion de litio de 3000 mAh Fluke BP500

Batería de reemplazo o repuesto de alta capacidad de iones de litio de 3000 mAh. 7.4 V para los analizadores de baterías Fluke serie 500.

Modelos



Fluke BP500

Lithium-ion Battery 3000 mAh

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-ar

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.