

Datos técnicos

Maletín de gran resistencia CXT280



Características principales

- La flotabilidad permite que el maletín flote en agua salada con una carga de 3,6 kg
- Incluye una válvula purgadora automática para realizar una compensación rápida después de que se produzcan cambios en la presión atmosférica
- Incorpora una junta tórica de neopreno única de 6,4 mm y cierres de ABS para conseguir una excelente estanquidad
- Para su uso con los siguientes instrumentos de medida:
 - Multímetros: 287, 289
 - Medidores de resistencia de tierra: 1621

Descripción general del producto: Maletín de gran resistencia CXT280

Irrompible, impermeable, hermético, con protección contra el polvo, resistente a productos químicos y a la corrosión.

Modelos



Fluke-CXT280

Fluke CXT280 Extreme Case

For use with the following test tools:

- Multimeters: 287, 289
- Earth Ground Testers: 1621

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-cl

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.