

Datos técnicos

## Estuche de transporte flexible C43



### Características principales

- Estuche de transporte de poliéster con cremallera
- Bolsillo frontal interior con cierre y dos bolsillos para guardar cables de prueba u otros accesorios pequeños
- Incluye 1 mango extraíble de 25 cm y 1 correa extraíble para hombro de 1 m
- Funda accesoria para el medidor Fluke 1520 y analizadores de red de un solo botón
- Ideal también para medidores de potencia de la serie 40 de Fluke y sondas amperimétricas de gran tamaño i1000s, i3000s
- Dimensiones: 32 x 19 x 9 cm (12,5" x 7,5" x 3,5")

## Modelos



**Fluke C43**

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800)**  
**443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-co](http://www.fluke.com/es-co)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**