

Datos técnicos

C520A Maletín de cuero para comprobador



Características principales

- Piel de vaca auténtica engrasada de alta calidad
- Curtida y engrasada para mayor duración
- Construcción robusta con resistentes costuras y remaches reforzados
- Gran correa de lazo para las herramientas y lengüeta superior para asegurar el comprobador
- Sirve para los comprobadores eléctricos Fluke
- Un año de garantía

Modelos



Fluke C520A

Leather Tester Case

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-co

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.