

Datos técnicos

Juego de accesorios maestro Fluke TLK-225 SureGrip™



Características principales

- Juego de pinzas de cocodrilo AC220 SureGrip™
- Juego de pinzas de gancho AC280 SureGrip™
- AC283 Juego de pinzas SureGrip™
- Juego de pinzas de cocodrilo de gran tamaño SureGrip™ AC285
- Juego de sondas de prueba TP175 TwistGuard™
- Juego de cables de prueba de silicona SureGrip™ TL224
- Bolsa de 6 bolsillos

Descripción general del producto: Juego de accesorios maestro Fluke TLK-225 SureGrip™

Los cables de prueba son parte integral del sistema de medición completo. Los cables de prueba desgastados pueden proporcionar lecturas inexactas y suponen un grave riesgo de impacto o electrocución. El juego de accesorios maestro Fluke TLK-225 SureGrip™ con 13 elementos es el kit de repuesto perfecto que le ofrece flexibilidad y comodidad con todos los cables y las sondas SureGrip™ en un práctico estuche enrollable de seis bolsillos.

Modelos



Fluke TLK225

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-co

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.