

Datos técnicos

Estuche flexible para transporte C345



Características principales

- El maletín perfecto para transportar una amplia gama de instrumentos de medida y accesorios portátiles de Fluke
- El compartimento interno móvil proporciona flexibilidad para accesorios antiguos como indicadores de pruebas y sondas de corriente
- Tamaño suficiente para todos sus accesorios y manuales de instrumentos
- Bolsa exterior, bolsillo exterior con cremallera y dos bolsillos con ojal para el almacenamiento adecuado de accesorios
- La bolsa exterior incluye una correa elástica y una malla para sujetar los accesorios

Modelos



Fluke C345

Soft Carrying Case

Durable polyester 600D case construction for long life includes detachable, extendable shoulder strap

