

Datos técnicos

Maletín de gran resistencia CXT280



Características principales

- La flotabilidad permite que el maletín flote en agua salada con una carga de 3,6 kg
- Incluye una válvula purgadora automática para realizar una compensación rápida después de que se produzcan cambios en la presión atmosférica
- Incorpora una junta tórica de neopreno única de 6,4 mm y cierres de ABS para conseguir una excelente estanquidad
- Para su uso con los siguientes instrumentos de medida:
 - Multímetros: 287, 289
 - Medidores de resistencia de tierra: 1621

Descripción general del producto: Maletín de gran resistencia CXT280

Irrompible, impermeable, hermético, con protección contra el polvo, resistente a productos químicos y a la corrosión.

Modelos



Fluke-CXT280

Fluke CXT280 Extreme Case

For use with the following test tools:

- Multimeters: 287, 289
- Earth Ground Testers: 1621

