

## Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit



### Descripción general del producto: Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

Kit premium de bomba de presión hidráulica resistente y de alta calidad para obtener resultados de las pruebas rápidos y precisos, que genera una presión de hasta 10 000 psi, 690 bares. Incluye la bomba manual neumática 700HTP-2, mangueras y adaptadores de prueba premium y un estuche rígido de protección.

- En combinación con cualquier manómetro de la serie Fluke 700G de 1000 psi (69 bares) o superior, ofrece un completo kit de comprobación de la presión
- Genere una presión de hasta 10 000 psi/690 bares con la bomba de prueba 700HTP-2 incluida
- Conecte el manómetro de la serie 700G directamente en la bomba manual HTP-2 con el adaptador premium que no necesita herramientas
- Incluye un kit premium de manguera de pruebas para transmisor 700TTH 10K que no necesita herramientas y adaptadores para conectar al dispositivo de presión que va a probar
- El estuche rígido protege la bomba y el manómetro, y permite a este último permanecer conectado a la bomba

## Modelos



### **Fluke 700HTPK2**

Fluke 700HTPK2 Hydraulic Test Pressure Kit

---

Includes:

- 700HTPK-2 hydraulic hand pump
  - Premium, no tools required gauge connector
  - One (1) premium transmitter test hose kit and adapters
  - Hard case
-

**Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.**

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-ec](http://www.fluke.com/es-ec)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
12/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**