

Datos técnicos

Fluke 700MTH Premium Transmitter Test Hose Kit



Descripción general del producto: Fluke 700MTH Premium Transmitter Test Hose Kit

Kit premium de manguera de prueba para transmisor de presión fácil de usar para una conexión hembra de 1/4" métrica/BSP

- Calificación de 5000 psi
- Incluye una conexión de 1/8" NPT para el montaje permanente en un calibrador o una bomba de prueba
- Conector macho que no necesita herramientas para una conexión hembra de 1/4" métrica/BSP

Modelos



Fluke 700MTH

Includes:

- One (1) 5,000 psi rated, premium test hose
- Premium, no tools required male ¼" metric/BSP connector

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-ec

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.