

Datos técnicos

Batería de iones de litio de 3.000 mAh Fluke BP500



Descripción general del producto: Batería de iones de litio de 3.000 mAh Fluke BP500

Batería adicional o de repuesto de ion litio con 7,4 V y 3.000 mAh para los analizadores de baterías serie 500.

Modelos



Fluke BP500

Lithium-ion Battery 3000 mAh

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.
Avda de la Industria, 32
Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.es

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.