

Datos técnicos

## Juego de sondas de prueba inteligentes BTL20



### Descripción general del producto: Juego de sondas de prueba inteligentes BTL20

Juego de sondas inteligentes de prueba para el analizador de baterías Fluke BT520 (función de medición de temperatura no incluida). El BTL20 incluye pantalla LCD, LED de tres colores para indicar el resultado, recuento de voz para Id. de batería y botón de guardado integrado. Incluye alargadores de sonda cortos y largos para su uso en armarios de difícil acceso.

## Modelos



### **Fluke BTL20**

Interactive Battery Analyzer Test Probe

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Ibérica, S.L.**  
Avda de la Industria, 32  
Edificio Payma  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Spain  
Tel: +34 91 414 0100  
E-mail: [cs.es@fluke.com](mailto:cs.es@fluke.com)  
[www.fluke.es](http://www.fluke.es)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.  
Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
12/2021

**No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.**