

Datos técnicos

Estuche de transporte flexible C43



Características principales

- Estuche de transporte, con cierre y exterior de poliéster resistente
- Bolsillo frontal interior con cierre y dos bolsillos para guardar cables de prueba u otros accesorios pequeños
- Incluye 1 mango extraíble de 25 cm y 1 correa extraíble para hombro de 1 m
- Funda accesoria para el medidor 1520 de Fluke y analizadores de red de un solo botón
- Ideal también para medidores de potencia de la serie 40 de Fluke y pinzas amperimétricas de gran tamaño i1000s, i3000s
- Dimensiones externas: 32 x 19 x 9 cm (12,5 x 7,5 x 3,5 pulg.)

Modelos



Fluke C43

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.
Avda de la Industria, 32
Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.es

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.