

Datos técnicos

C510 Estuche de cuero para multímetro



Características principales

- Piel de vaca auténtica engrasada de alta calidad
- Construcción robusta con resistentes costuras y remaches reforzados
- Gran correa de lazo para las herramientas y lengüeta superior para asegurar el medidor
- Sirve para la mayoría de los multímetros digitales, termómetros y calibradores de proceso de Fluke
- Un año de garantía

Modelos



Fluke C510

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.
Avda de la Industria, 32
Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.es

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso.
11/2021

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.