

Datos técnicos

Kit de comprobación de presión hidráulica 700HTPK de Fluke



Características principales

- Fácil de utilizar, resistente y fiable, capaz de generar una presión hidráulica de hasta 10.000 psi/690 bar.
- Ofrece una completa solución de comprobación y calibración de la presión si se combina con un manómetro de presión de precisión 700G de Fluke.
- Además, puede combinarse con el software 700G/TRACK de Fluke para cargar en un PC más de 8.000 mediciones de presión registradas sobre el terreno.

Descripción general del producto: Kit de comprobación de presión hidráulica 700HTPK de Fluke

Genera una presión de hasta 10.000 psi, 690 bar. Incluye la bomba hidráulica manual 700HTP-2, mangueras y adaptadores de prueba y una funda rígida de protección.

Modelos



Fluke 700HTPK

Fluke 700HTPK Hydraulic Test Pressure Kit
Hydraulic Test Pressure Kit with Hydraulic Hand Pump

Includes:

- 1 hose kit and adapters
- Hard case

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.
Avda de la Industria, 32
Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.es

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.