

Datos técnicos

Estuche de transporte flexible C43



Características principales

- Estuche de transporte de poliéster con cremallera
- Bolsillo frontal interior con cierre y dos bolsillos para guardar cables de prueba u otros accesorios pequeños
- Incluye 1 mango extraíble de 25 cm y 1 correa extraíble para hombro de 1 m
- Funda accesoria para el medidor Fluke 1520 y analizadores de red de un solo botón
- Ideal también para medidores de potencia de la serie 40 de Fluke y sondas amperimétricas de gran tamaño i1000s, i3000s
- Dimensiones: 32 x 19 x 9 cm (12,5" x 7,5" x 3,5")

Modelos



Fluke C43

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-gt

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.