

Datos técnicos

Kit de comprobación de presión hidráulica Fluke 700HTPK



Características principales

- Construcción de fácil manejo, resistente y confiable, capaz de generar una presión hidráulica de hasta 10,000 psi/690 bar.
- Ofrece una completa solución de comprobación y calibración de la presión si se combina con un manómetro de presión de precisión Fluke 700G.
- Además, puede combinarse con el software Fluke 700G/TRACK para cargar más de 8000 mediciones de presión registradas sobre el terreno en una computadora

Descripción general del producto: Kit de comprobación de presión hidráulica Fluke 700HTPK

Genera una presión de hasta 10,000 psi, 690 bar. Incluye la bomba hidráulica manual 700HTP-2, mangueras y adaptadores de prueba y una funda rígida de protección.

Modelos



Fluke 700HTPK

Fluke 700HTPK Hydraulic Test Pressure Kit
Hydraulic Test Pressure Kit with Hydraulic Hand Pump

Includes:

- 1 hose kit and adapters
- Hard case

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-gt

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.