

Datos técnicos

## Fluke 700MTH Premium Transmitter Test Hose Kit



### Descripción general del producto: Fluke 700MTH Premium Transmitter Test Hose Kit

Kit premium de manguera de prueba para transmisor de presión fácil de usar para una conexión hembra de 1/4" métrica/BSP

- Calificación de 5000 psi
- Incluye una conexión de 1/8" NPT para el montaje permanente en un calibrador o una bomba de prueba
- Conector macho que no necesita herramientas para una conexión hembra de 1/4" métrica/BSP

## Modelos



### Fluke 700MTH

Includes:

- One (1) 5,000 psi rated, premium test hose
- Premium, no tools required male ¼" metric/BSP connector

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-gt](http://www.fluke.com/es-gt)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**