

Datos técnicos

Fluke 700TTH10K Premium Transmitter Test Hose Kit



Descripción general del producto: Fluke 700TTH10K Premium Transmitter Test Hose Kit

Kits de mangueras transmisoras de prueba de presión de alta calidad y fáciles de usar, para usarse con un calibrador o con una bomba de prueba.

- Calificación de 10 000 psi
- Incluye una conexión de 1/8" NPT para el montaje permanente en un calibrador o una bomba de prueba
- Conector macho de 1/4" NPT que no necesita herramientas, para conexión a un transmisor

Modelos



Fluke 700TTH10K

Includes:

- One (1) premium hose kit and adapters
 - Premium/no tools required 1/4" NPT transmitter connection fitting
-

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800)

443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-gt

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.