

Datos técnicos

Juego de sondas de voltaje Fluke VPS220-R, 100:1, una roja



Descripción general del producto: Juego de sondas de voltaje Fluke VPS220-R, 100:1, una roja


Sonda de voltaje con aislamiento doble para ScopeMeter serie 190.

Especificaciones: Juego de sondas de voltaje Fluke VPS220-R, 100:1, una roja

Especificación	
Atenuación	100:1
Ancho de banda	200 MHz
Voltaje de entrada máximo	1000 V CAT II o 600 V CAT III
Voltaje a tierra máximo	1000 V CAT II o 600 V CAT III de acuerdo con IEC / EN61010-031
Resistencia de entrada	100 MΩ
Capacidad de entrada	4.6 pF
Rango de compensación	10 a 25 pF

Longitud del cable	1.2 m
--------------------	-------

Modelos



Fluke VPS220-R

Voltage Probe Set, 100:1, One Red

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated 100:1 voltage probe
 - Hook clip for probe tip
 - Ground lead with mini alligator
 - Insulation sleeve
 - 30 V CAT II rated ground spring for probe tip
-

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-gt

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.