

Datos técnicos

80PK-1 Sonda de extremo redondeado (tipo K)



Características principales

- Rango de medición: de -40 a 260 °C
- Un año de garantía

Descripción general del producto: 80PK-1 Sonda de extremo redondeado (tipo K)

Termopar tipo K para aplicaciones generales.

Modelos



Fluke 80PK 1

PROBE, THERMOCOUPLE, BEADED K-TYPE

- Probe Length: 0.04 IN
- Lead Length: 39 IN (25.40 MM)
- Product Height: 1.50 IN

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800)
443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-sv

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.