

Datos técnicos

Maletín rígido C101



Características principales

- Carcasa exterior resistente en polipropileno de 30.5 × 36 × 10.5 cm (12 × 14.2 × 4.1 pulg.)
- Espacio interior de 23 × 29 × 6.5 cm (9 × 11.5 × 2.5 pulg.)
- Un año de garantía

Descripción general del producto: Maletín rígido C101

El estuche rígido que permite guardar todos los instrumentos de medida industriales Fluke. Configure su interior acolchado para guardar y proteger los instrumentos que necesita llevar siempre consigo.

Especificaciones: Maletín rígido C101

Dimensions:

- exterior shell measures 30.5 x 36 x 10.5 cm (12 x 14.2 x 4.1 in)
- Interior cavity measures 23 x 29 x 6.5 cm (9 x 11.5 x 2.5 in)

Modelos



Fluke C101

Fluke C101 Hard Case

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-us

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
11/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.