

Datos técnicos

# Kit de comprobación de presión hidráulica Fluke 700HTPK



## Características principales

- Construcción de fácil manejo, resistente y confiable, capaz de generar una presión hidráulica de hasta 10,000 psi/690 bar.
- Ofrece una completa solución de comprobación y calibración de la presión si se combina con un manómetro de presión de precisión Fluke 700G.
- Además, puede combinarse con el software Fluke 700G/TRACK para cargar más de 8000 mediciones de presión registradas sobre el terreno en una computadora

## Descripción general del producto: Kit de comprobación de presión hidráulica Fluke 700HTPK

Genera una presión de hasta 10,000 psi, 690 bar. Incluye la bomba hidráulica manual 700HTP-2, mangueras y adaptadores de prueba y una funda rígida de protección.

## Modelos



### **Fluke 700HTPK**

Fluke 700HTPK Hydraulic Test Pressure Kit  
Hydraulic Test Pressure Kit with Hydraulic Hand Pump

Includes:

- 1 hose kit and adapters
- Hard case

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800)**  
**443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-us](http://www.fluke.com/es-us)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
12/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**