

Datos técnicos

# Fluke 700M20TH Premium Transmitter Test Hose Kit



## Descripción general del producto: Fluke 700M20TH Premium Transmitter Test Hose Kit

Kit premium de manguera de prueba para transmisor de presión fácil de usar con conexiones hembra de adaptador M20

- Calificación de 5000 psi
- Incluye una conexión de 1/8" NPT para el montaje permanente en un calibrador o una bomba de prueba
- Conector macho que no necesita herramientas para las conexiones hembra de adaptador M20

## Modelos



### Fluke 700M20TH

Includes:

- One (1) 5,000 psi rated, premium test hose
- Premium, no tools required M20 adapter

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-us](http://www.fluke.com/es-us)

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
11/2021

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**