

Datos técnicos

80PJ-1 Sonda de extremo redondeado (tipo K)



Características principales

- Termopar de tipo K para aplicaciones de uso general
- Rango de medida: -40 a 260°C
- Un año de garantía

Descripción general del producto: 80PJ-1 Sonda de extremo redondeado (tipo K)

- Type-J thermocouple for general purpose applications
- Measurement range: -40 to 260°C
- One year warranty

Modelos



Fluke 80PJ-1

Bead Probe

-
- Type-K thermocouple for general purpose applications
 - Measurement range: -40 to 260 °C
 - One year warranty
-

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-us

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.