

Estuche de transporte flexible C33



Características principales

- Estuche de transporte, con cierre y exterior vinílico durable
- Presilla para cinturón y bolsillo interior para guardar cables de prueba u otros accesorios pequeños
- Estuche complementario para:
 - Comprobadores de voltaje y continuidad de las serie Fluke T100 (T100, T120 and T140)
 - Pinzas amperimétricas de la serie Fluke 330
 - Comprobador eléctrico Fluke T5
- 1 año de garantía

Descripción general del producto: Estuche de transporte flexible C33

The C33 Soft Carrying Case is a zippered tool case with a durable, high-quality vinyl exterior. It features an inner pocket that's perfect for storing your test leads with the tools or keeping small accessories organized. The exterior of the case has a belt loop so you can keep your tools on you when you're busy. Grab your tool and accessories in one and get to work quickly.

Recommended for use with:

- Fluke T100 series (T100, T120 and T140) series Voltage and Continuity Testers
- [Fluke 323](#)
- [Fluke 325](#)
- [Fluke 376 FC](#)
- [Fluke T5 Electrical Tester](#)

Especificaciones: Estuche de transporte flexible C33

Dimensions:

27.9 cm x 9.2 cm x 5.1 cm

11 in x 3.6 in x 2 in

Modelos



Fluke C33

Fluke C33 Soft Carrying Case

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-uy

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
01/2022

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.