

Datos técnicos

## C520A Maletín de cuero para comprobador



### Características principales

- Piel de vaca auténtica engrasada de alta calidad
- Curtida y engrasada para mayor duración
- Construcción robusta con resistentes costuras y remaches reforzados
- Gran correa de lazo para las herramientas y lengüeta superior para asegurar el comprobador
- Sirve para los comprobadores eléctricos Fluke
- Un año de garantía

## Modelos



### **Fluke C520A**

Leather Tester Case

---

**Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.**

**Fluke Corporation**

Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**

**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**

**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500

[www.fluke.com/es-uy](http://www.fluke.com/es-uy)

©2022 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
01/2022

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**